



**DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DI CONTROLLO E
DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI**

SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale

Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030 383.8245 - Fax 030 383.8360

E-mail acquistitecnicopatrimoniale@ats-brescia.it

Spett.li

Operatori economici

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di attrezzature da destinare al Laboratorio di Prevenzione dell'ATS di Brescia CUP master investimento: I83C22000640005 – CUP derivato: G89I23000160005. Chiarimenti.

Aggiornato al 14.04.2023

DOMANDA N. 1

Con riferimento alle dimensioni (capacità in litri) degli strumenti presenti in capitolato si richiede se è ammessa una tolleranza di +/- 10%

Si richiede di verificare le dimensioni indicate per il lotto 2 , frigoriferi da 1500 litri in quanto la larghezza indicata non risulta coerente con il volume.

Lotto 2 : per i frigoriferi 700/750 litri e per i frigoriferi 1500 Lt viene richiesta una precisione di stabilità inferiore a 0,3 e omogeneità in tutti i punti interni inferiore a 0,5°C ; chiediamo conferma che queste misurazioni siano rilevate con sonda immersa in glicerina.

RISPOSTA N. 1

Si segnala la massima altezza degli ingressi al laboratorio di installazione: altezza 208 cm e larghezza 82 cm.

Solo per i frigoriferi da 1500L è possibile un 10% di tolleranza.

Sì, è un errore di battitura: mm H2000 e L1450.

I frigoriferi e i congelatori destinati ad un laboratorio sono progettati e costruiti per soddisfare standard molto più severi (la misura in aria deve essere $\leq \pm 1$ °C) rispetto a quelli tipici delle unità domestiche o commerciali/da ristorazione (per esempio isolamento con uno spessore ≥ 50 mm). Se la refrigerazione è ventilata forzata, in modo da garantire l'uniformità e la stabilità della temperatura all'interno della cella di stoccaggio, e la strumentazione ha elevati standard di qualità ed estrema precisione, la misurazione rilevata in glicerina rispetta quanto riportato nelle specifiche del lotto.

Firmato
il Direttore
SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale
Dott.ssa Elena Soardi

ATS di Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 0D6FBC8BCAA50A6C430527EBB667B57915081D859882EA494A0EFD9C38E6153E

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: ELENA SOARDI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Numero Protocollo 0042870/23

Data Protocollo 17/04/2023

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <https://protocollo.ats-brescia.it/PortaleGlifo/>

IDENTIFICATIVO AT SBS-GGJ0Q-484995

PASSWORD oUdwo

DATA SCADENZA Senza scadenza

Ai sensi dell'art. 23 comma 2-bis del CAD (DLgs 82/2005 e ss.mm.ii.), si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema di gestione documentale è conforme al documento elettronico originale.

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

