

A.T.S. di Brescia Laboratorio di Sanità Pubblica	PRESTAZIONI FORNITE DAL LABORATORIO	Mod. 7.116 Rev. 02 Pag. 1 di 1 (PG 7.01)
--	--	---

TIPO DI PRESTAZIONE: RICERCHE MICROBIOLOGICHE		
MATRICE: CAMPIONI UMANI		
ANALISI EFFETTUATE	METODO UTILIZZATO	Tempo refertaz.* gg lavorativi
Coprocultura	Colturale (MA Mc 02)	5
Tipizzazione sierologia di Salmonella spp.	Ricerca Ag Somatici e Ciliari (MA Mc 08)	10

TIPO DI PRESTAZIONE: ANALISI CHIMICO/CLINICHE, SIEROLOGICHE, TOSSICOLOGICHE ...		
MATRICE: CAMPIONI UMANI		
ANALISI EFFETTUATE	METODO UTILIZZATO	Tempo refertaz.* gg lavorativi
Screening sangue occulto nelle feci (piano oncologico x la prevenzione del Carcinoma colon-retto Regione Lombardia)	Immunologico (MA Cc 27)	2

NOTE:

1. Il tempo di refertazione stabilito in tabella non contempla: i giorni festivi (sabato e domenica), i giorni di conferma/ripetizione analisi per i campioni risultati non conformi ed eventuali fermi strumento (per esempio guasti).
2. * il “Tempo di refertazione” è il periodo di tempo che intercorre tra l'accettazione del campione e l'emissione del referto.
3. I tempi di conservazione dei campioni consegnati al Laboratorio e della documentazione ad essi collegata, sono così dettagliati:
 - i campioni consegnati al Laboratorio di Sanità Pubblica dell'ATS di Brescia, dopo l'effettuazione delle analisi richieste, vengono conservati fino al giorno di refertazione;
 - la documentazione relativa ai campioni analizzati viene conservata presso l'archivio dello scrivente Laboratorio per un periodo di 5 anni.

Aggiornamento in data 05/07/2021, a cura di RGQ Dott.ssa D. Barberis